

NAZWA PRODUKTU

c8_tds0545_Stopery uszu GRAY/BLACK EARPLUG

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem zatyczki należy dokładnie umyć i osuszyć.
- Przechowywać zatyczki wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym etui, w suchym i czystym miejscu.
- Nie dzielić zatyczek z innymi osobami – użycie przez więcej niż jedną osobę może prowadzić do ryzyka zakażeń.
- Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić silikonową strukturę produktu.
- Należy zachować ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu zatyczek z uszu, aby nie uszkodzić przewodu słuchowego.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Dobierz odpowiedni rozmiar końcówki (S, M, L), aby zapewnić szczelność i komfort noszenia.
- ☐ Wkładając zatyczki, delikatnie obróć je w uchu, nie wciskając zbyt głęboko.
- ☐ Po każdym użyciu zatyczki należy umyć letnią wodą z delikatnym mydłem, dokładnie wypłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- ☐ Regularnie sprawdzaj stan końcówek – w przypadku oznak zużycia, przebarwień lub pęknięć należy je wymienić.
- ☐ W przypadku stosowania zatyczek do snu lub długiego noszenia, zaleca się okresowe przerwy w użytkowaniu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować zatyczek w przypadku uszkodzenia błony bębenkowej, stanu zapalnego ucha lub infekcji.
- ☐ Nie używać zatyczek w sytuacjach, gdzie niezbędne jest słyszenie dźwięków ostrzegawczych (np. podczas prowadzenia pojazdów, pracy przy maszynach lub w miejscach wymagających czujności).
- ☐ Nie zaleca się stosowania przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- ☐ W przypadku wystąpienia dyskomfortu, podrażnienia lub bólu należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- ☐ Nie należy stosować zatyczek do uszu w sposób ciągły przez wiele godzin bez przerwy – może to powodować gromadzenie się wilgoci i zwiększać ryzyko infekcji.