

NAZWA PRODUKTU

**WAŁEK REHABILITACYJNY DO MASAŻU ROLLER Z WYPUSTKAMI KÓŁKA AUTOMASAŻ
STÓP (tds0952)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do automasażu i rozluźniania mięśni oraz stóp.
- ☐ Nie wywierać nadmiernego nacisku, szczególnie na bolesne lub wrażliwe miejsca.
- ☐ Przerwać użytkowanie w przypadku bólu, zawrotów głowy lub innego dyskomfortu.
- ☐ Używać na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec przesuwaniu się wałka.
- ☐ Po użyciu utrzymywać wałek w czystości i przechowywać w suchym miejscu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Rolować mięśnie lub stopy powolnymi, płynnymi ruchami.
- ☐ Rozpocząć od lekkiego nacisku i stopniowo zwiększać intensywność masażu.
- ☐ Stosować przed treningiem jako element rozgrzewki oraz po wysiłku w celu regeneracji mięśni.
- ☐ Masować każdą partię ciała przez kilka minut, dostosowując czas do własnego komfortu.
- ☐ Regularne stosowanie wspomaga rozluźnienie mięśni, poprawę elastyczności i regenerację.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować na otwarte rany, uszkodzoną skórę ani miejsca z krwinkami lub mikrowylewami.
- ☐ Nie używać bezpośrednio na stawach, kościach ani miejscach objętych ostrym stanem zapalnym.
- ☐ Nie stosować w przypadku silnego bólu lub świeżych urazów bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Kobiety w ciąży oraz osoby z poważnymi schorzeniami powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem przed użyciem.
- ☐ Nie używać uszkodzonego lub pękniętego produktu.