

NAZWA PRODUKTU

tds0346_Skarpetki na żylaki uciskowe XXL

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem zaleca się skonsultować z lekarzem, zwłaszcza w przypadku występowania przewlekłych chorób żylnych, obrzęków lub innych problemów krążeniowych.
- Skarpety należy zakładać na suchą, czystą skórę. Unikać stosowania balsamów lub kremów tuż przed ich założeniem, ponieważ mogą wpływać na komfort noszenia.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu, drętwienia, uczucia mrowienia lub bólu – należy niezwłocznie zdjąć skarpety.
- Nie stosować uszkodzonych, rozciągniętych ani zmechanizowanych skarpet – mogą utracić swoje właściwości uciskowe.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym – pełni funkcję wspomagającą, nie zastępuje leczenia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Skarpety należy zakładać rano, najlepiej przed wystąpieniem obrzęków, w pozycji siedzącej lub leżącej, gdy nogi są wypoczęte.
- ☐ Zakładanie powinno odbywać się stopniowo – należy równomiernie naciągać materiał bez szarpania, aby uniknąć uszkodzeń i zachować odpowiedni ucisk.
 - ☐ Noszenie skarpet uciskowych zalecane jest podczas:
 - długotrwałego siedzenia lub stania,
 - podróży (samolot, samochód),
 - pracy biurowej,
 - aktywności fizycznej wymagającej wsparcia dla nóg.
- ☐ Skarpety można nosić przez kilka godzin dziennie – nie należy przekraczać zalecanego czasu noszenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- ☐ Po zdjęciu skarpet warto unieść nogi na kilka minut, aby wspomóc naturalne krążenie.
- ☐ Pranie należy wykonywać ręcznie lub w delikatnym cyklu w temperaturze do 30°C, bez wybielaczy i suszenia mechanicznego.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować u osób z:
 - ostrą niewydolnością krążeniową,
 - zaawansowaną chorobą tętnic obwodowych,
 - ostrym stanem zapalnym skóry,
 - zakrzepicą żył głębokich,
- otwartymi ranami lub aktywnymi zmianami skórnymi w miejscu zakładania skarpety.
 - ☐ Nie stosować w nocy ani podczas snu, chyba że lekarz zaleci inaczej.
 - ☐ Nie zakładać na uszkodzoną, podrażnioną lub mokną skórę.
- ☐ Nie używać, jeśli skarpety wywołują uczucie ucisku zbyt intensywnego, nieprzyjemnego pieczenia lub ograniczają ruchy.
- ☐ Produkt nie eliminuje żylaków – jego zadaniem jest łagodzenie objawów. Regularne stosowanie może przynieść ulgę, ale nie zastąpi specjalistycznego leczenia.

•