

NAZWA PRODUKTU

tds0231b_Korektor postawy USB Intelligent

DYSTRYBUTOR

BDF KREDYTPOL Monika Wielbut NIP 5251374634, ADRES SIEDZIBY: 01-756
Warszawa, ul. Przasnyska 18/5

GSPR Dokumentacja Produktu

Nazwa Produktu:

Inteligentny Korektor Wad Postawy "Proste Plecy Zdrowy Kręgosłup Szelki USB"

Opis Produktu:

Inteligentny Korektor Wad Postawy to innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które spędzają wiele godzin przed komputerem, telefonem czy w innych pozycjach sprzyjających złej postawie. Produkt działa na zasadzie inteligentnego sensora, który wibruje, przypominając użytkownikowi o konieczności przyjęcia prawidłowej postawy, eliminując bóle kręgosłupa, ramion, szyi i obojczyków. Korektor jest ergonomiczny, łatwy w użyciu i komfortowy, doskonały zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Zalety Produktu:

- **Inteligentny sensor:** Wibruje, gdy zauważy, że użytkownik garbi się, przypominając o utrzymaniu prawidłowej postawy.
 - **Skuteczne eliminowanie bólu:** Usuwa ból w kręgosłupie, szyi, ramionach i obojczykach.
 - **Uniwersalność:** Produkt jest odpowiedni dla osób w przedziale wagowym 15-110 kg i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb dzięki regulowanym szelkom.
 - **Ergonomia i wygoda:** Wygodny, elastyczny pasek nylonowy zapewnia komfort noszenia, również pod ubraniem.
 - **Stylowy design:** Szary kolor z nowoczesnym wykończeniem pasuje do każdego stylu.
-

Specyfikacja Techniczna:

- **Rozmiar:** Uniwersalny (regulowane szelki od 33-100 cm).
 - **Typ przedmiotu:** Inteligentny korektor postawy.
 - **Kolor:** Szary.
 - **Materiał:** ABS + elastyczny pasek na ramię.
 - **Dopasowanie do wagi:** Około 15~110 kg.
 - **Całkowity czas naładowania:** 15 dni.

- **Interfejs ładowania:** Standardowy interfejs V8.
 - **Czas ładowania:** Około 2 godziny.
 - **Specyfikacja wbudowanego akumulatora:** 500mA / 3,7 V.
 - **Ilość w opakowaniu:** 1 sztuka.
 - **Opakowanie:** Kartonowe, idealne na prezent.
 - **Kolorystyka:** Odcienie szarości.
-

Główne Cechy Produktu:

1. **Ergonomiczny design:** Dopasowanie do sylwetki użytkownika zapewnia komfort noszenia.
 2. **Regulowane szelki:** Idealne dopasowanie do różnych rozmiarów ciała.
 3. **Inteligentny sensor wibracyjny:** Przypomnienie o konieczności utrzymania prawidłowej postawy, zapobiega garbieniu.
 4. **Elastyczny pasek nylonowy:** Zapewnia komfort i nie uciska ciała.
 5. **Prosta obsługa:** Łatwy do założenia i noszenia, także pod ubraniem.
 6. **Konstrukcja ósemkowa:** Poprawia nacisk i ułatwia korekcję postawy.
 7. **Opakowanie:** Estetyczne kartonowe opakowanie, idealne na prezent.
-

Instrukcja Użytkowania:

1. **Założenie:** Załóż szelki, dostosowując je do odpowiedniego rozmiaru ciała za pomocą regulacji długości pasków.
 2. **Włączanie:** Włącz korektor, upewniając się, że jest naładowany. Możesz go nosić przez cały dzień, a sensor zacznie wibrować, gdy garbisz się lub przyjmujesz nieprawidłową postawę.
 3. **Ładowanie:** Po upływie około 15 dni, podłącz korektor do ładowarki (interfejs V8), aby naładować akumulator (czas ładowania ok. 2 godzin).
 4. **Dbanie o produkt:** Utrzymuj korektor w czystości, aby zachować jego efektywność i trwałość.
-

Bezpieczeństwo i Zalecenia:

- Korektor postawy jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby w przedziale wagowym 15-110 kg.
 - Produkt należy ładować zgodnie z instrukcją, używając odpowiedniego kabla i ładowarki.
 - Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek nieprzyjemne dolegliwości podczas noszenia, przerwij jego użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
 - Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
-

Informacje Dodatkowe:

- **Opakowanie:** Kartonowe, co czyni produkt idealnym na prezent.

Podsumowanie:

Inteligentny Korektor Wad Postawy "Proste Plecy Zdrowy Kręgosłup" to must-have dla osób dbających o zdrowie swojego kręgosłupa. Innowacyjny design, inteligentny sensor oraz łatwość w użyciu sprawiają, że jest to produkt skuteczny i wygodny w codziennym użytkowaniu. Dzięki temu korektorowi eliminujesz bóle pleców, szyi i ramion oraz wyrobisz nawyk prawidłowej postawy, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - Inteligentny Korektor Wad Postawy "Proste Plecy Zdrowy Kręgosłup"

1. Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Korektor postawy przeznaczony jest do użytku tylko przez osoby w przedziale wagowym 15-110 kg.
- Należy unikać noszenia korektora przez osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi kręgosłupa lub chorobami, które mogą zostać zaostrzone przez noszenie takiego urządzenia. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do jego stosowania.

2. Bezpieczne ładowanie:

- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego kabla USB oraz standardowej ładowarki z interfejsem V8. Używanie niezgodnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa.
- Unikaj ładowania korektora w miejscach wilgotnych, na przykład w łazience, oraz w pobliżu wody. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie narażaj go na działanie nadmiernej wilgoci.

3. Zalecenia dotyczące noszenia:

- Korektor należy nosić zgodnie z instrukcją obsługi, a szelki powinny być dobrze dopasowane, aby nie uciskały ciała, ale także nie były zbyt luźne.
- Unikaj noszenia produktu, jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub podrażnienia skóry. Przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują.
- Nie stosuj korektora, jeśli masz uszkodzoną skórę w miejscu, w którym korektor ma kontakt z ciałem.

4. Przechowywanie i konserwacja:

- Przechowuj korektor w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła (np. grzejniki, kuchenki), aby uniknąć uszkodzenia materiałów.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec przypadkowemu zniszczeniu lub zabrudzeniu.

5. Zalecenia w przypadku dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci poniżej 3. roku życia. Używanie korektora przez dzieci wymaga nadzoru dorosłych.

6. Przestroga dotycząca wibracji:

- Jeśli wibracje powodują dyskomfort lub zaburzenia koncentracji, natychmiast przerwij użytkowanie korektora.

7. Zgłaszanie uszkodzeń:

- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub nie działa zgodnie z instrukcją, nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Skontaktuj się z producentem lub punktem sprzedaży w celu uzyskania informacji o serwisie lub wymianie.

Pamiętaj o przestrzeganiu powyższych środków ostrożności, aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo oraz komfort podczas korzystania z Inteligentnego Korektora Wad Postawy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

