

NAZWA PRODUKTU

H3_tds0605_Maska żelowa BLUE

DYSTRYBUTOR

BDF KREDYTPOL Monika Wielbut NIP 5251374634, ADRES SIEDZIBY: 01-756 Warszawa,
ul. Przasnyska 18/5

Dokumentacja GSPR dla produktu: Maska Żelowa Chłodząca na Twarz, Oczy – Kompres na Migrenę i Ból

1. Opis Produktu

Maska żelowa chłodząca i grzejąca to wszechstronny produkt, który może być używany zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem. Przeznaczona do stosowania na twarzy, oczach, czołe, a także w okolicach szyi, jest doskonała do łagodzenia bólu głowy, migren, zmniejszania opuchlizny oraz redukcji zmęczenia psychicznego i fizycznego. Może być używana jako kompres ciepły lub zimny, co zapewnia ulgę w różnych dolegliwościach.

2. Zastosowanie Produktu

Maska żelowa działa wielofunkcyjnie:

- **Zimny kompres:** Pomaga w redukcji stanów zapalnych, obrzęków, bólów głowy, migreny oraz w leczeniu trądziku i opuchlizny.
- **Gorący kompres:** Pomaga rozluźnić napięte mięśnie, zmniejsza ból i napięcie w okolicach twarzy, a także przynosi ulgę w przypadku bólów głowy i migren.
- **Rehabilitacja po zabiegach stomatologicznych:** Może być stosowana na twarz w celu złagodzenia obrzęku po zabiegach.
- **Codzienna pielęgnacja:** Idealna do łagodzenia zmęczenia psychicznego, opuchniętych oczu oraz innych dolegliwości związanych z nadmiernym stresem lub zmęczeniem.

3. Specyfikacje Produktu

- **Materiał:** Miękki materiał z gliceryną oraz szklanymi koralikami
 - **Kolor:** Przezroczysty z odcieniem jasnego niebieskiego
 - **Waga:** 0,3 kg

- **Konstrukcja:** Wycięcia na oczy, nos i usta dla maksymalnego komfortu
 - **Wielokrotnego użytku:** Tak
 - **Wymiary:** Dokładne wymiary dostępne w galerii zdjęć
 - **Rodzaj:** Kompres ciepły i zimny
-

4. Przeciwwskazania i Obostrzenia

- **Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami** – Maska powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał.
 - **Należy unikać przegrzewania maski** – Maska nie powinna być podgrzewana w temperaturach, które mogą uszkodzić materiał lub sprawić, że stanie się niebezpieczna w użytkowaniu.
 - **Regularna kontrola stanu materiału** – W celu zapewnienia długowieczności maski, należy regularnie sprawdzać jej stan oraz unikać przechowywania jej w wilgotnych miejscach.
-

5. Dla Kogo Jest Ten Produkt?

Maska żelowa jest idealnym rozwiązaniem dla:

- **Osób cierpiących na migreny lub bóle głowy** – Używanie jej jako ciepły lub zimny kompres pomaga złagodzić dolegliwości bólowe.
 - **Osób z opuchlizną lub obrzękami** – Doskonała do stosowania w przypadkach opuchniętej twarzy lub oczu.
 - **Osób po zabiegach stomatologicznych** – Może być stosowana na obszary twarzy, gdzie występuje opuchlizna lub ból po zabiegach.
 - **Osób szukających codziennego komfortu** – Doskonała do złagodzenia zmęczenia psychicznego i fizycznego, a także dla osób potrzebujących odprężenia.
-

6. Pielęgnacja i Utrzymanie Produktu

Aby zachować maskę w dobrym stanie:

- **Przechowywanie:** Maska powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- **Czyszczenie:** Maska jest łatwa do utrzymania w czystości. Wystarczy przepłukać ją wodą po każdym użyciu. Należy unikać używania detergentów lub ostrych środków czyszczących.

- **Kontrola stanu materiału:** Regularnie sprawdzaj stan maski, zwłaszcza przed każdym użyciem, aby upewnić się, że materiał nie jest uszkodzony.
-

7. Środki Ostrożności

- **Ostrożność przy podgrzewaniu:** Maska może być podgrzewana w ciepłej wodzie, ale należy upewnić się, że nie jest zbyt gorąca, aby uniknąć poparzeń.
 - **Unikanie kontaktu z ostrymi przedmiotami:** Maska może ulec uszkodzeniu, jeśli zostanie narażona na kontakt z ostrymi przedmiotami, co zmniejszy jej efektywność i bezpieczeństwo użytkowania.
-

8. Zalecenia i Wskazówki Użytkowania

- **Terapia zimnem:** Umieść maskę w lodówce na około 1 godzinę, aby uzyskać efekt chłodzący, który łagodzi ból głowy, zmniejsza opuchliznę i wspomaga leczenie stanów zapalnych.
 - **Terapia ciepłem:** Maskę można podgrzać w ciepłej wodzie (nie gorącej) przez kilka minut, aby uzyskać efekt rozluźniający mięśnie i złagodzić napięcie w okolicach twarzy.
 - **Zastosowanie podczas zabiegów stomatologicznych:** Maskę można używać do łagodzenia obrzęków i bólu w okolicach twarzy po zabiegach stomatologicznych.
-

9. Podsumowanie

Maska żelowa chłodząca i grzejąca to niezastąpiony produkt do codziennego użytku, który pomaga w łagodzeniu bólu głowy, migren, opuchlizny oraz innych dolegliwości związanych z napięciem mięśniowym. Dzięki swojej funkcjonalności (możliwość stosowania jako kompres ciepły lub zimny), jest to wszechstronny produkt, który może być używany zarówno w domu, jak i w podróży. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia długotrwałe użytkowanie oraz komfort podczas stosowania.
