

NAZWA PRODUKTU

A2_tds0106_Klamra na wrastające paznokcie

DYSTRYBUTOR

BDF KREDYTPOL Monika Wielbut NIP 5251374634, ADRES SIEDZIBY: 01-756 Warszawa,
ul. Przasnyska 18/5

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- ☐ Zbyt mocne dokręcanie klamry może prowadzić do nadmiernego bólu lub uszkodzenia paznokcia – należy dokręcać ją z umiarem.
- ☐ Unikać stosowania klamry w przypadku otwartych ran lub infekcji na paznokciu.
- ☐ Nie używać klamry w przypadku dużych zniekształceń paznokci bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ W przypadku wystąpienia silnego bólu lub innych niepokojących objawów, natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- ☐ Po zakończeniu zabiegu, upewnić się, że paznokieć jest dokładnie wysuszony, aby zapobiec infekcjom.
- ☐ Regularnie dezynfekować narzędzia przed i po każdym użyciu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ **Przed użyciem:** Dokładnie umyj ręce i paznokcie, a także zdezynfekuj klamrę oraz narzędzia, aby zapewnić higieniczne warunki podczas zabiegu.
- ☐ **Stosowanie na suche paznokcie:** Upewnij się, że paznokcie są suche przed zastosowaniem klamry, aby poprawić przyczepność i skuteczność urządzenia.
- ☐ **Nie przekraczaj poziomu bólu:** Podczas dokręcania klamry nie należy przesadzać z siłą. Dokręć ją do momentu, w którym poczujesz delikatny nacisk, ale nie ból. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie paznokcia.
- ☐ **Czas stosowania:** Regularność zabiegów jest kluczowa. W przypadku większych zniekształceń paznokcia, zabieg może wymagać powtórzenia po 24 godzinach przerwy.
- ☐ **Zanurzenie w wodzie:** Po dokręceniu klamry, zanurz stopy w ciepłej wodzie przez około 20 minut. To pomoże zmiękczyć paznokieć i ułatwić jego korekcję.
- ☐ **Obserwuj postępy:** Regularnie monitoruj stan paznokcia i obserwuj wszelkie zmiany. W razie potrzeby dostosuj siłę docisku klamry.
- ☐ **Pielęgnacja po zabiegu:** Po zdjęciu klamry, upewnij się, że paznokieć jest dobrze wysuszony, aby zapobiec infekcjom. Możesz również nałożyć na paznokieć delikatny krem nawilżający.
- ☐ **Konsultacja z lekarzem:** W przypadku bardzo zaawansowanego wrastania paznokcia lub gdy ból staje się nie do zniesienia, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą.
- ☐ **Regularne dezynfekowanie narzędzi:** Po każdym użyciu dokładnie oczyść i zdezynfekuj narzędzia, aby zapewnić ich długotrwałą i bezpieczną eksploatację.
- ☐ **Unikaj używania w przypadku infekcji:** Jeśli zauważysz objawy infekcji lub otwarte rany na paznokciu, skonsultuj się z lekarzem przed dalszym stosowaniem klamry.
- ☐ **Pielęgnacja skóry i włosów:** Dzięki funkcji masażu i zmiększaniu wody, korzystanie z tej słuchawki jest korzystne dla kondycji skóry i włosów. Zwróć uwagę na to, aby nie używać bardzo twardej wody, która może negatywnie wpływać na nawilżenie skóry.
- ☐ **Bezpieczne użytkowanie:** Pamiętaj, aby słuchawka była zawsze dobrze zamontowana i szczelna, by uniknąć przypadkowych wycieków wody.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. **☐ Otwarte rany lub infekcje:** Nie stosować klamry na paznokciach, które są uszkodzone, mają otwarte rany lub są zainfekowane, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia i infekcji.
2. **☐ Choroby skóry:** Osoby z chorobami skóry w obrębie paznokci (np. grzybica, egzema) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem klamry, aby uniknąć podrażnień lub zakażeń.
3. **☐ Problemy z krążeniem:** Osoby z problemami z krążeniem krwi, takimi jak choroby naczyń obwodowych, powinny unikać stosowania klamry bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to pogorszyć ich stan zdrowia.
4. **☐ Alergia na materiały:** Jeśli występuje alergia na miedź, stal nierdzewną lub inne materiały użyte w produkcie, należy unikać jego stosowania.
5. **☐ Zbyt zaawansowane wrastanie paznokci:** W przypadku bardzo głębokiego wrastania paznokcia, gdzie samodzielne leczenie może nie wystarczyć, konieczna jest wizyta u specjalisty, aby uniknąć poważnych komplikacji.
6. **☐ Ciężka deformacja paznokcia:** W przypadku poważnych deformacji paznokcia, które mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń, zaleca się skonsultowanie się z dermatologiem lub podiatrykiem przed użyciem klamry.
7. **☐ Dzieci i młodzież:** Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci, ze względu na ryzyko niewłaściwego użycia i brak pełnej kontroli nad siłą docisku.
8. **☐ Przeciwwskazania w czasie ciąży:** Kobiety w ciąży, zwłaszcza w zaawansowanej ciąży, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania klamry, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji zdrowotnych.
9. **☐ Ból lub dyskomfort:** Jeśli podczas stosowania klamry odczuwasz silny ból, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.