

NAZWA PRODUKTU

c6_tds0493_Opaska kolano z otworem FULLBLACK

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem ortezy upewnij się, że rozmiar i sposób dopasowania są odpowiednie do Twojego kolana.
- Nie stosuj ortezy na otwarte rany, podrażnienia skóry lub inne uszkodzenia skóry w okolicy kolana.
- Regularnie sprawdzaj stan materiału i rzepów – zużyte lub uszkodzone elementy mogą zmniejszać skuteczność stabilizacji.
- Unikaj nadmiernego zaciskania opaski, aby nie ograniczać krążenia krwi w kończynie.
- W przypadku wystąpienia bólu, obrzęku lub dyskomfortu podczas użytkowania, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Zakładaj ortezę zgodnie z instrukcją, upewniając się, że rzepy są dobrze dopasowane i utrzymują opaskę na miejscu.
- ☐ Orteza powinna być noszona podczas aktywności fizycznej lub pracy, które wymagają dodatkowego wsparcia stawu kolanowego.
- ☐ Po zdjęciu ortezy zaleca się delikatne rozciągnięcie materiału i przewietrzenie, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
- ☐ Regularnie czyść ortezę zgodnie z zaleceniami producenta, stosując łagodne środki piorące i unikając wysokich temperatur.
- ☐ W przypadku dłuższego stosowania ortezy monitoruj stan skóry pod opaską, aby uniknąć podrażnień.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Ortezy nie należy stosować jako jedyne go sposobu leczenia poważnych urazów lub schorzeń kolana bez konsultacji z lekarzem.
- Nie używaj ortezy, jeśli masz alergię na neopren lub inne materiały zastosowane w produkcie.
- Unikaj stosowania ortezy w przypadku żylaków, zakrzepicy lub innych poważnych problemów naczyniowych kończyn dolnych bez konsultacji medycznej.
- Nie stosuj ortezy na uszkodzonej lub zainfekowanej skórze.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.