

NAZWA PRODUKTU

D6_tds0552_Korektor postawy z wyświetlaczem

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności – Inteligentny Korektor Wad Postawy Ortopedyczny Pajacek dla Dorosłych i Dzieci

1. Nie jest urządzeniem medycznym – Produkt nie jest przeznaczony do leczenia schorzeń medycznych ani zastąpienia porad lekarskich. Służy wyłącznie jako pomoc w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. W przypadku problemów zdrowotnych związanych z kręgosłupem lub bólami pleców, należy skonsultować się z lekarzem.
2. Nie używaj w przypadku urazów kręgosłupa – Jeśli masz kontuzję kręgosłupa, uraz pleców, szyi lub jakiegokolwiek inne schorzenie wymagające specjalistycznej opieki, nie używaj korektora bez konsultacji z lekarzem.
3. Zalecana ostrożność przy intensywnym użytkowaniu – Produkt jest przeznaczony do codziennego użytkowania, jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości, bólu lub dyskomfortu podczas noszenia, należy natychmiast przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
4. Unikaj nadmiernego napięcia szelk – Szelki korektora powinny być odpowiednio dopasowane do ciała, ale nie mogą być zbyt ciasne. Zbyt mocne napięcie może powodować dyskomfort, a w dłuższym czasie prowadzić do podrażnień skóry.
5. Nie używaj na uszkodzoną skórę – W przypadku otarć, ran, podrażnień lub innych problemów skórnych, nie zakładaj korektora na uszkodzoną skórę, aby uniknąć infekcji lub pogorszenia stanu skóry.
6. Nie narażaj na działanie wysokich temperatur – Nie wystawiaj korektora na działanie wysokich temperatur (np. na słońcu w samochodzie), ponieważ może to wpłynąć na trwałość materiałów oraz działanie wbudowanego akumulatora.
7. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów – Do ładowania korektora używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego w zestawie. Unikaj stosowania innych źródeł zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
8. Nie stosuj w przypadku alergii na materiał – Jeśli jesteś uczulony na jakikolwiek materiał, z którego wykonany jest korektor (np. tworzywa sztuczne, tkaniny), nie powinno się go używać.
9. Zabezpiecz przed dziećmi – Korektor nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub niewłaściwemu użytkowaniu.
10. Zalecana kontrola stanu technicznego – Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, szczególnie baterię i szelki, aby upewnić się, że są w dobrym stanie i nie wykazują oznak zużycia, co mogłoby wpłynąć na komfort użytkowania.

Przestrzeganie powyższych środków ostrożności zapewni długotrwałe, bezpieczne i komfortowe użytkowanie korektora postawy.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Zalecenia i wskazówki użytkowania – Inteligentny Korektor Wad Postawy Ortopedyczny Pajaczek dla Dorosłych i Dzieci

1. **Regularność użytkowania** – Aby uzyskać optymalne rezultaty w poprawie postawy, zaleca się regularne stosowanie korektora przez co najmniej 1-2 godziny dziennie. Długotrwałe użytkowanie pomoże wykształcić nawyk utrzymywania prostej postawy.
 2. **Dopasowanie szelek** – Przed rozpoczęciem użytkowania korektora, upewnij się, że szelki są odpowiednio dopasowane do Twojego ciała. Powinny one być wygodne, ale nie za ciasne. Zapewni to komfort noszenia i skuteczne przypomnienie o utrzymaniu prawidłowej postawy.
 3. **Zakładanie korektora** – Nałóż korektor tak, aby czujnik znajdował się na plecach, w okolicy środkowej części kręgosłupa. Upewnij się, że urządzenie jest dobrze zamocowane, aby czujnik mógł skutecznie monitorować Twoją postawę.
 4. **Wibracja przypomnienia** – Korektor wibruje, gdy wykryje zmianę kąta krzywizny pleców o 15 stopni. Jeśli czujesz wibrację, to znak, że należy wyprostować plecy. Po powrocie do prawidłowej postawy, wibracje ustają.
 5. **Wygoda podczas noszenia** – Korektor jest lekki i dyskretny, więc można go nosić pod ubraniem. Dzięki oddychającemu materiałowi, nie odczujesz dyskomfortu nawet podczas długotrwałego użytkowania. Pamiętaj jednak, by nie nosić go zbyt ciasno, aby uniknąć podrażnień skóry.
 6. **Przerywanie użytkowania w przypadku bólu** – Jeśli podczas noszenia korektora poczujesz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz problemy zdrowotne związane z kręgosłupem.
 7. **Ładowanie urządzenia** – Naładuj korektor przed pierwszym użyciem za pomocą dołączonego przewodu zasilającego. Używaj tylko oryginalnego ładowarki dostarczonej w zestawie, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora lub samego urządzenia.
 8. **Używaj podczas codziennych aktywności** – Korektor można nosić zarówno podczas siedzenia, jak i chodzenia, dlatego świetnie nadaje się do stosowania w pracy, szkole czy w domu. Można go również nosić podczas codziennych obowiązków, takich jak gotowanie, sprzątanie czy oglądanie telewizji.
 9. **Kontrola stanu urządzenia** – Regularnie sprawdzaj stan korektora, w tym jego szelki oraz akumulator. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.
 10. **Przechowywanie** – Po użyciu przechowuj korektor w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła. Unikaj narażania urządzenia na działanie wilgoci, co może wpłynąć na jego funkcjonowanie.
- Stosując się do powyższych zaleceń i wskazówek, zapewnisz sobie maksymalny komfort oraz efektywność w poprawie postawy, co przyczyni się do lepszego samopoczucia i zmniejszenia bólu pleców, szyi i ramion.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

Obostrzenia i przeciwwskazania – Inteligentny Korektor Wad Postawy Ortopedyczny Pajaczek dla Dorosłych i Dzieci

1. **Nie stosować w przypadku poważnych problemów z kręgosłupem** – Produkt nie jest przeznaczony do leczenia schorzeń medycznych, takich jak przepuklina kręgosłupa, zwyrodnienia, osteoporoza czy inne poważne problemy zdrowotne związane z układem kostnym. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania korektora.

2. Nie stosować przy urazach pleców – Jeśli masz świeże urazy pleców (np. złamania, zwichnięcia, stłuczenia), nie używaj korektora bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Korektor nie jest przeznaczony do wspomagania procesu rehabilitacji po urazach.
3. Alergie skórne – Nie używaj korektora, jeśli masz alergię na materiał, z którego wykonany jest produkt (np. tkaniny syntetyczne, tworzywa sztuczne). W takim przypadku może wystąpić reakcja alergiczna, podrażnienia lub uczulenie na skórze.
4. Cięża – Korektora nie należy stosować w czasie ciąży, szczególnie w przypadku kobiet, które mają problemy z układem kostnym lub kręgosłupem, ponieważ zmieniająca się postawa ciała w ciąży może wymagać specjalistycznej opieki medycznej.
5. Problemy z sercem i krążeniem – Osoby z chorobami serca lub problemami z układem krążenia (np. wysokie ciśnienie krwi, choroby serca) powinny skonsultować się z lekarzem przed używaniem korektora, ponieważ wibracje urządzenia mogą mieć wpływ na ich stan zdrowia.
6. Nadmierne napięcie szelek – Nie noś korektora zbyt ciasno. Zbyt mocne napięcie szelek może powodować dyskomfort, ucisk na ciało oraz podrażnienia skóry. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
7. Nie stosować w przypadku uszkodzeń skórnych – Nie zakładaj korektora na uszkodzoną skórę, na przykład w przypadku ran, oparzeń, otarć lub stanów zapalnych skóry. Może to prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia skóry lub infekcji.
8. Dzieci poniżej 5. roku życia – Korektor nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 5. roku życia. Produkt posiada elastyczne szelki, które mogą nie być odpowiednie dla najmłodszych dzieci, zwłaszcza jeśli chodzi o odpowiednią regulację i komfort użytkowania.
9. Osoby z nadwrażliwością na wibracje – Osoby, które mają nadwrażliwość na wibracje lub inne urządzenia elektryczne, powinny skonsultować się z lekarzem przed używaniem korektora, aby uniknąć nieprzyjemnych efektów ubocznych.
10. Nadmierne użytkowanie – Chociaż produkt jest zaprojektowany do codziennego użytkowania, nie należy używać korektora przez cały dzień bez przerwy. Zbyt długie stosowanie może prowadzić do zmęczenia mięśni i napięcia. Zawsze rób przerwy w noszeniu korektora.

Powyższe obostrzenia i przeciwwskazania należy zawsze brać pod uwagę przed rozpoczęciem użytkowania korektora postawy. W przypadku wątpliwości lub problemów zdrowotnych, skonsultuj się z lekarzem przed jego używaniem.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.