

NAZWA PRODUKTU

c6_J17 Opaska silikonowa na dłoń z magnesami

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed użyciem opaski zapoznaj się z informacjami producenta oraz skonsultuj się z lekarzem w przypadku poważnych schorzeń lub kontuzji nadgarstka.
- ☐ Nie stosuj opaski na rany otwarte, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
- ☐ Unikaj noszenia opaski zbyt ciasno, aby nie ograniczać krążenia krwi ani nie powodować dyskomfortu.
- ☐ Przed pierwszym użyciem sprawdź reakcję skóry na materiał, szczególnie jeśli masz skłonność do alergii.
- ☐ W przypadku wystąpienia podrażnienia, zaczerwienienia lub bólu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- ☐ Nie stosuj opaski podczas wykonywania czynności wymagających pełnej swobody ruchów nadgarstka, jeśli powoduje to dyskomfort lub ograniczenia.
- ☐ Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i wilgoci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Opaskę zakładaj tak, aby dobrze przylegała do nadgarstka, ale nie uciskała go nadmiernie.
- ☐ Można nosić ją zarówno na lewym, jak i prawym nadgarstku, w ciągu dnia i w nocy.
- ☐ Regularne stosowanie może wspomagać łagodzenie bólów, obrzęków oraz poprawiać komfort podczas rehabilitacji i profilaktyki.
- ☐ W celu utrzymania higieny, opaskę należy czyścić ręcznie wodą z łagodnym mydłem i dokładnie wysuszyć przed ponownym założeniem.
- ☐ Unikaj stosowania agresywnych detergentów lub wybielaczy podczas czyszczenia.
- ☐ W przypadku aktywności fizycznej opaska może stabilizować nadgarstek, jednak nie powinna ograniczać swobody ruchów.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do leczenia poważnych urazów lub schorzeń wymagających specjalistycznej opieki medycznej.
- ☐ Nie stosuj opaski, jeśli masz rozrusznik serca lub inne urządzenia medyczne, które mogą być zakłócone przez magnesy.
- ☐ Nie używaj opaski u dzieci bez nadzoru i konsultacji z lekarzem.
- ☐ Nie stosuj opaski w przypadku alergii na silikon lub inne materiały użyte w produkcji.
- ☐ Opaska nie powinna zastępować profesjonalnej ortezy lub leczenia zaleconego przez lekarza.
- ☐ Nie zakładaj opaski na dłuższy czas bez przerw – zaleca się regularne zdejmowanie jej na kilka godzin dziennie, aby umożliwić skórze odpoczynek.