

NAZWA PRODUKTU

**OPASKA NA ŁYDKĘ ŁDYKI CZARNY ŚCIĄGACZ AKUPRESUROWY MODEL RWA -
REWOLUCYJNY (tds0953)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Stosować opaskę wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem jako wsparcie uciskowe i akupresurowe dla mięśni łydki.
- ☐ Przed użyciem sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony, rozciągnięty lub zdeformowany.
- ☐ Dopasować siłę zapięcia tak, aby opaska była stabilna, ale nie powodowała nadmiernego ucisku.
- ☐ W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, mrowienia, zimna kończyny lub zmiany koloru skóry należy natychmiast zdjąć opaskę.
- ☐ Nie stosować przez długi czas bez przerw, szczególnie przy pierwszym użytkowaniu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Założyć opaskę na środkową część łydki i dopasować ją za pomocą regulowanego zapięcia.
- ☐ Używać podczas aktywności fizycznej, spacerów, treningów lub ćwiczeń zgodnie z indywidualnym komfortem.
- ☐ Rozpocząć użytkowanie od krótszego czasu noszenia, stopniowo przyzwyczajając organizm do ucisku.
- ☐ Regularnie kontrolować stan skóry w miejscu kontaktu z opaską.
- ☐ Czyścić produkt zgodnie z zaleceniami producenta i przechowywać w suchym miejscu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na otwarte rany, uszkodzoną, podrażnioną lub zakażoną skórę.
- Nie używać w przypadku alergii lub nadwrażliwości na materiały zastosowane w produkcie.
- Nie stosować przy poważnych zaburzeniach krążenia, zakrzepicy, nasilonych obrzękach lub chorobach naczyń bez konsultacji z lekarzem.
- Nie zakładać zbyt ciasno, aby nie powodować ograniczenia przepływu krwi ani zaburzeń czucia.
- Produkt nie zastępuje leczenia medycznego ani specjalistycznej rehabilitacji w przypadku urazów lub chorób kończyn dolnych.