

NAZWA PRODUKTU

**STRZYKAWKA URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA USZU CZYŚCIK DO WOSKOWINY
IRYGATOR (tds0597)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed każdym użyciem sprawdź stan strzykawki i silikonowej końcówki. Nie używaj produktu, jeśli jest pęknięty, uszkodzony, odkształcony lub posiada ostre krawędzie.
2. Podczas aplikacji wody zachowaj szczególną ostrożność i nie stosuj nadmiernego ciśnienia, ponieważ zbyt silny strumień może spowodować podrażnienie lub uraz ucha.
3. Nie wkładaj silikonowej końcówki głęboko do kanału słuchowego. Produkt należy stosować delikatnie, bez wywierania nacisku.
4. Przed użyciem upewnij się, że strzykawka i końcówka są dokładnie oczyszczone. Produkt jest niesterylny.
5. W przypadku wystąpienia bólu, zawrotów głowy, krwawienia, pogorszenia słuchu lub silnego dyskomfortu natychmiast przerwij stosowanie.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Do napełnienia strzykawki stosuj czystą wodę o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała; unikaj zarówno bardzo zimnej, jak i gorącej wody.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie umyj ręce oraz przygotuj czystą powierzchnię do wykonania zabiegu.
3. Napełnij strzykawkę wodą, zamocuj silikonową końcówkę i aplikuj wodę bardzo delikatnie, bez gwałtownego naciskania tłoka.
4. Po każdym użyciu dokładnie umyj strzykawkę i silikonową końcówkę ciepłą wodą, a następnie pozostaw elementy do całkowitego wyschnięcia.
5. Jeśli woskowina nie daje się łatwo usunąć lub występują nawracające problemy z zatykaniem ucha, zamiast zwiększać ciśnienie skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą..

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie stosuj produktu w przypadku podejrzenia lub występowania perforacji błony bębenkowej, chyba że lekarz wyraźnie zaleci takie postępowanie.
2. Nie używaj irygatora przy bólu ucha, stanie zapalnym, wycieku z ucha, krwawieniu lub innych niepokojących objawach bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
3. Nie stosuj urządzenia bez konsultacji ze specjalistą, jeśli masz założone dreny wentylacyjne, przebyte operacje ucha lub inne schorzenia ucha.
4. Nie używaj produktu do usuwania ciał obcych z ucha ani do innych celów niż przeznaczone czyszczenie ucha.
5. Produkt jest niesterylny i nie jest wyrobem medycznym. Stosowanie odbywa się na własną odpowiedzialność; w przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użycia należy skonsultować się z lekarzem.