

NAZWA PRODUKTU

**2x NAKŁADKA SZYNA RELAKSACYJNA NA BRUKSIZM ZGRZYTANIE + PUDEŁKO
NIEBIESKIE (tds0267)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Skonsultuj się z stomatologiem przed rozpoczęciem stosowania nakładki, aby upewnić się, że bruksizm nie wynika z poważniejszych problemów zdrowotnych lub wad zgryzu.
- Zaprześć używania produktu i zgłoś się do lekarza, jeśli podczas noszenia nakładki odczuwasz silny ból zębów, dziąseł, szczęki lub stawu skroniowo-żuchwowego.
- Utrzymuj produkt w nienaganej czystości, myjąc go po każdym użyciu specjalnymi preparatami lub łagodnym mydłem, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.
- Przechowuj nakładki w dedykowanym niebieskim pudełku, zapewniając im odpowiednią higienę i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.
- Regularnie kontroluj stan techniczny nakładek pod kątem pęknięć, przetarć lub odkształceń; zużyte egzemplarze należy niezwłocznie wymienić na nowe.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- • Przeprowadź proces formowania termicznego (jeśli produkt tego wymaga) zgodnie z dołączoną instrukcją producenta, zanurzając nakładkę w ciepłej wodzie na określony czas.
- Zakładaj nakładkę bezpośrednio przed snem, kiedy odruch zaciskania zębów i zgryzania występuje najczęściej.
- Zdejmuj nakładkę rano, dokładnie ją opłucz, osusz i schowaj do pudełka z dostępem powietrza, aby zapobiec wilgoci.

- Dbaj o to, aby przed założeniem nakładki zęby były dokładnie umyte i oczyszczone z resztek jedzenia.
- Daj sobie czas na adaptację – początkowo możesz odczuwać niewielki dyskomfort lub zwiększone wydzielanie śliny, które powinno minąć po kilku dniach regularnego stosowania.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosuj nakładki, jeśli cierpisz na zaawansowaną chorobę przyzębia, ruchomość zębów lub inne poważne schorzenia jamy ustnej bez wcześniejszej konsultacji z dentystą.
- Nie używaj do czyszczenia nakładki wrzącej wody (poza procesem wstępnego formowania), silnych detergentów, past do zębów z drobkami ściernymi ani wybielaczy, które mogą zniszczyć materiał.
- Nie dziel się nakładką z innymi osobami, ponieważ produkt ma charakter ściśle indywidualny i jest dopasowany do konkretnego użytkownika.
- Nie jedz ani nie pij słodzonych napojów w czasie, gdy masz założoną nakładkę na zębach, aby uniknąć rozwoju próchnicy.
- Nie modyfikuj kształtu nakładki na własną rękę za pomocą ostrych narzędzi, jeśli nie jest to przewidziane w instrukcji producenta.