

NAZWA PRODUKTU

**SILIKONOWE ZATYCZKI DO USZU SPANIA DO SAMOLOTU DO PŁYWANIA STOPERY +
ETUI (tds1017)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed każdym użyciem sprawdź, czy stopery nie są uszkodzone, pęknięte ani zdeformowane.
2. Przed założeniem dokładnie umyj ręce, aby ograniczyć ryzyko przeniesienia zanieczyszczeń do przewodu słuchowego.
3. W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia, swędzenia lub dyskomfortu natychmiast wyjmij stopery z uszu.
4. Zachowaj ostrożność podczas wkładania i wyjmowania zatyczek, aby nie uszkodzić przewodu słuchowego.
5. Regularnie czyść stopery i etui, aby ograniczyć gromadzenie się zabrudzeń oraz drobnoustrojów.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Używaj stoperów zgodnie z przeznaczeniem, dopasowując je do kształtu ucha bez nadmiernego wciskania.
2. Przed użyciem upewnij się, że zatyczki są czyste i suche oraz nie zawierają zanieczyszczeń.
3. Po każdym użyciu oczyść stopery zgodnie z zaleceniami producenta i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
4. Przechowuj produkt w dołączonym etui, które pomaga chronić go przed kurzem i zabrudzeniami.
5. Podczas pływania sprawdź, czy dany model jest przeznaczony do kontaktu z wodą i zapewnia odpowiednie dopasowanie.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używaj stoperów, jeśli występuje ból ucha, stan zapalny, uraz przewodu słuchowego lub inne dolegliwości bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
2. Nie udostępniaj stoperów innym osobom ze względów higienicznych.
3. Nie wkładaj zatyczek zbyt głęboko do przewodu słuchowego ani nie używaj ostrych narzędzi do ich wyjmowania.
4. Nie stosuj produktu, jeśli jest uszkodzony, nadmiernie zabrudzony lub utracił swoje właściwości.
5. Nie używaj stoperów jako jedyne zabezpieczenia słuchu w środowisku o bardzo wysokim poziomie hałasu ani w sytuacjach, w których konieczne jest słyszenie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.