

NAZWA PRODUKTU

**2X OPASKA NA NADGARSTEK STABILIZATOR ROZMIAR UNIWERSALNY SPORTOWA
NEOPREN (tds1024)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie zakładać opaski na uszkodzoną skórę, otwarte rany ani miejsca z podrażnieniami.
2. Nie zaciskać opaski zbyt mocno, aby nie powodować zaburzeń krążenia, drętwienia ani mrowienia dłoni.
3. W przypadku wystąpienia bólu, obrzęku, zaczerwienienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast zdjąć opaskę.
4. Osoby z problemami krążeniowymi, zaburzeniami czucia lub alergią na składniki materiału powinny skonsultować stosowanie opaski z lekarzem.
5. Nie używać opaski jako zamiennika profesjonalnej pomocy medycznej w przypadku poważnego urazu nadgarstka.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed założeniem opaski należy upewnić się, że skóra nadgarstka jest czysta i sucha.
2. Założyć opaskę na nadgarstek i dopasować zapięcie tak, aby zapewniało stabilizację bez nadmiernego ucisku.
3. Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej sprawdzić, czy opaska nie ogranicza ruchów palców ani prawidłowego krążenia.
4. Po zakończeniu użytkowania zdjąć opaskę, a w razie potrzeby oczyścić ją zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Przechowywać opaski w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie stosować opaski w przypadku alergii lub nadwrażliwości na neopren albo inne składniki materiału.
2. Nie stosować na otwarte rany, aktywne infekcje skóry ani miejsca z nasilonym podrażnieniem.
3. Nie używać opaski podczas snu, chyba że lekarz zaleci inaczej.
4. Nie wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, wysokiej temperatury ani źródeł intensywnego ciepła.
5. Nie stosować produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ani kontynuować użytkowania pomimo nasilającego się bólu lub pogorszenia stanu nadgarstka.