

NAZWA PRODUKTU

H5_tds0619_Stabilizator stawu skokowego kostki

DYSTRYBUTOR

BDF KREDYTPOL Monika Wielbut NIP 5251374634, ADRES SIEDZIBY: 01-756 Warszawa,
ul. Przasnyska 18/5

Dokumentacja GSPR dla produktu: Stabilizator Stawu Skokowego Kostki - Opaska Orteza na Skręcenia i Kontuzje

1. Opis produktu:

Stabilizator stawu skokowego to funkcjonalna opaska orteza, zaprojektowana z myślą o wsparciu i ochronie stawu skokowego, szczególnie w przypadkach skręceń, kontuzji oraz przeciążeń. Produkt wykonany jest z nowoczesnych materiałów, takich jak neopren i elastyczna tkanina, co zapewnia wygodę i trwałość. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu, stabilizator skutecznie stabilizuje staw skokowy, umożliwiając jednocześnie swobodę ruchu. Jest idealny do stosowania w rehabilitacji oraz profilaktycznie, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej.

2. Przeznaczenie produktu:

Stabilizator jest przeznaczony do:

- Wsparcia stawu skokowego: Pomaga w stabilizacji stawu skokowego, szczególnie po skręceniach, kontuzjach, przeciążeniach oraz w procesie rehabilitacji.
 - Profilaktyki: Doskonały do stosowania podczas aktywności fizycznej, takich jak bieganie, ćwiczenia na siłowni, sporty wymagające stabilności stawu skokowego (np. piłka nożna, koszykówka, tenis), zapobiegając dalszym urazom.
 - Rehabilitacji: Ułatwia regenerację po urazach, łagodząc ból, wspomagając poprawę krążenia krwi i przyspieszając proces gojenia.
-

3. Obostrzenia i przeciwwskazania:

- Uszkodzenia skóry: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na otwarte rany, infekcje skórne ani uszkodzenia tkanek w obrębie stawu skokowego.
- Przeciążenie: Należy unikać zbyt mocnego ściskania stawu, aby nie ograniczyć krążenia krwi, co może pogorszyć stan zdrowia.

- Konsultacja z lekarzem: W przypadku wystąpienia bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów, przed dalszym stosowaniem produktu, należy skonsultować się z lekarzem.
-

4. Dla kogo jest produkt:

- Dorośli: Produkt jest odpowiedni dla dorosłych osób, które doznały urazów stawu skokowego lub potrzebują profilaktycznej stabilizacji podczas aktywności fizycznej.
 - Dzieci: Dzięki uniwersalnemu rozmiarowi, stabilizator może być również stosowany przez dzieci, pod warunkiem, że odpowiednio dopasuje się do ich stopy.
 - Uniwersalne zastosowanie: Produkt pasuje do obu stóp (lewej i prawej), co czyni go wygodnym rozwiązaniem dla osób poszukujących wszechstronnej ochrony stawu skokowego.
-

5. Pielęgnacja produktu:

- Pranie: Produkt należy prać ręcznie w chłodnej wodzie, stosując delikatne detergenty. Należy unikać prania w pralce, aby nie uszkodzić materiału.
 - Suszenie: Stabilizator należy suszyć na powietrzu, unikając bezpośredniego kontaktu z źródłami ciepła, takimi jak suszarki bębnowe czy grzejniki.
 - Przechowywanie: Należy przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec uszkodzeniu materiału i zachować jego właściwości.
-

6. Zalecenia i wskazówki użytkowania:

- Zakładanie: Aby założyć stabilizator, należy rozłożyć opaskę, umieścić stopę w centralnym otworze, dociągnąć boczne skrzydła i zapnąć rzepy wokół kostki. Następnie należy przełożyć elastyczne paski krzyżowo wokół stawu skokowego i dopasować je do własnych potrzeb, zapewniając odpowiednią stabilizację. Po dopasowaniu, stabilizator powinien mocno przylegać, ale nie uciskać nadmiernie.
 - Regularne użytkowanie: Stabilizator powinien być stosowany regularnie podczas aktywności fizycznych, szczególnie gdy staw skokowy wymaga wsparcia lub stabilizacji.
-

7. Specyfikacja techniczna:

- Materiał: Neopren oraz elastyczna tkanina
 - Kolor: Czarny

- Rozmiar: Uniwersalny – pasuje do obu stóp (lewa i prawa)
 - Regulacja: Regulowane paski umożliwiają dopasowanie siły ucisku
 - Typ wyrobu medycznego: Wspomagający (nie jest to wyrób medyczny)
 - Długość ortezy: 20 cm
 - Waga produktu z opakowaniem: 0.1 kg
 - EAN (GTIN): 4048718669498
 - Kod producenta: 204322
-
-

8. Zalety produktu:

- Stabilizacja i Ochrona: Podwójny system pasków skutecznie stabilizuje staw skokowy, ograniczając nadmierne ruchy stawu i zmniejszając ryzyko urazów.
 - Komfort Noszenia: Wysokiej jakości materiał neoprenowy zapewnia optymalną wentylację, eliminując ryzyko przegrzewania i pocenia się skóry.
 - Wsparcie w Rehabilitacji: Pomaga w regeneracji po urazach, łagodząc ból i wspomagając poprawę krążenia krwi w okolicy stawu.
 - Idealny do Aktywności Fizycznej: Doskonały do biegania, ćwiczeń na siłowni, spacerów i sportów wymagających stabilności kostki, takich jak piłka nożna, tenis czy koszykówka.
-
-

9. Instrukcja Zakładania:

1. Rozłóż stabilizator i umieść stopę w centralnym otworze.
 2. Dociągnij boczne skrzydła i zapnij rzepy wokół kostki.
 3. Przełóż elastyczne paski krzyżowo wokół stawu skokowego.
 4. Dociągnij paski na rzepy według własnych preferencji, zapewniając odpowiednią stabilizację.
 5. Sprawdź dopasowanie – stabilizator powinien mocno przylegać, ale nie uciskać nadmiernie.
 6. Gotowe! Ciesz się dodatkowym wsparciem i bezpieczeństwem podczas ruchu.
-
-

10. Zakończenie:

Stabilizator stawu skokowego to doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają skutecznej ochrony i stabilizacji stawu skokowego. Dzięki regulowanej konstrukcji, komfortowemu materiałowi oraz

wszechstronności, jest to produkt idealny do stosowania podczas rehabilitacji, jak i w trakcie aktywności fizycznej, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo.