

NAZWA PRODUKTU

A8_tds0335_Gryzak logopedyczny

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – jako pomoc sensoryczna i terapeutyczna do gryzienia.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu gryzak powinien być dokładnie umyty i osuszony.
- Produkt powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zwłaszcza przez dzieci.
- Należy regularnie kontrolować stan techniczny gryzaka – w razie zauważenia pęknięć, odkształceń lub uszkodzeń, należy go niezwłocznie wymienić.
- Gryzaka nie należy przechowywać w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. na kaloryferach lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię gryzaka.
- Nie dopuścić do sytuacji, w której dziecko mogłoby połknąć lub zakrztusić się produktem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed pierwszym użyciem należy gryzak dokładnie umyć wodą z mydłem lub w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
- ☐ Gryzak można okresowo sterylizować przez zanurzenie we wrzącej wodzie na kilka minut, o ile producent nie wskazuje inaczej.
- ☐ Nie należy myć produktu w zmywarce ani poddawać działaniu mikrofalówki, jeśli producent nie dopuszcza takiej metody.

- ☐ Zaleca się używać produktu w ramach terapii logopedycznej lub sensorycznej po konsultacji z terapeutą lub specjalistą.
- ☐ Produkt może być stosowany również przez dorosłych, jednak w przypadku problemów z uzębieniem lub nadwrażliwością zalecana jest wcześniejsza konsultacja ze specjalistą.
- ☐ Przechowywać w czystym, suchym miejscu – najlepiej w opakowaniu lub szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od kurzu i wilgoci.
- ☐ Unikać stosowania z silnymi chemikaliami lub środkami dezynfekującymi, które nie są przeznaczone do kontaktu z artykułami dziecięcymi.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń, rozdarć, pęknięć lub trwałych odkształceń.
- ☐ Nie stosować gryzaka w przypadku stwierdzonej alergii na silikon lub inne materiały użyte w produkcji.
- ☐ Osoby z zaburzeniami neurologicznymi wpływającymi na kontrolę mięśni jamy ustnej powinny stosować produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub terapeutą.
- ☐ Gryzak nie jest zabawką – nie należy pozostawiać dziecka z produktem bez opieki.
- ☐ Produkt nie zastępuje leczenia logopedycznego ani medycznego – jego użycie powinno być częścią szerszej terapii prowadzonej przez specjalistę.
- ☐ Nie używać produktu do innych celów niż terapeutyczne gryzienie i stymulacja sensoryczna.