

NAZWA PRODUKTU

tds0349_Pipeta 3ml 100x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku z cieczami niegroźnymi dla zdrowia – w przypadku substancji żrących, toksycznych lub lotnych należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
- ☐ Pipety są jednorazowego użytku – ponowne użycie może prowadzić do zanieczyszczenia lub nieprawidłowych wyników pracy.
- ☐ Nie używać uszkodzonych lub zdeformowanych pipet – mogą one utrudniać dokładne odmierzanie cieczy.
- ☐ Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz promieniowania słonecznego.
- ☐ Unikać kontaktu z ogniem oraz wysoką temperaturą – produkt wykonany z tworzywa PE jest łatwopalny.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed użyciem upewnij się, że pipeta jest czysta i nieuszkodzona.
- Ściśnij górną część pipety, aby wytworzyć podciśnienie, a następnie zanurz końcówkę w cieczy i powoli zwolnij nacisk, aby pobrać odpowiednią ilość płynu.
- Aby przenieść ciecz, skieruj końcówkę pipety nad odpowiednie naczynie i ponownie ściśnij górną część.
- Po użyciu wyrzuć pipetę do odpowiedniego pojemnika na odpady. Nie myj ani nie dezynfekuj – produkt nie jest przeznaczony do ponownego użytku.
- W przypadku używania z chemikaliami, zawsze postępuj zgodnie z kartą charakterystyki danej substancji i przepisami BHP.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować pipet do zasysania cieczy ustami – jest to zabronione przepisami BHP i stanowi poważne zagrożenie zdrowotne.
- ☐ Nie stosować produktu do celów spożywczych, medycznych ani do kontaktu z żywnością.
- ☐ Pipety nie są sterylne – nie nadają się do zastosowań wymagających aseptyczności.
- ☐ Nie przechowywać produktu w zasięgu dzieci – ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- ☐ Nie stosować pipet w temperaturach przekraczających zakres odporności materiału PE – może to prowadzić do odkształceń lub roztopienia.